

## AJ-3000 / AJ-3000 Plus

- 连续光源检测


单一氙灯光源，小电流供电，大大延长光源寿命。

- 在线稀释功能

稀释倍数小于等于40倍，样品可按指定倍数稀释或自动判断稀释倍数。

- 节能光源及能量监测系统

- 仅需单个标准即可完成标准曲线绘制。



- 高端进口光源和光电转换部件

- 进口高精度流量控制系统

- 兼具耐腐蚀性和耐用性的进口蠕动泵管

- 同步吹扫均质系统

- 尾气回收装置


- 精准恒温控制系统 (TCS)

- 选配90位 (25ml) 自动进样器、30位 (50ml) 自动进样器或51位 (50ml) 自动进样器 (Plus) ;

- 在线氧化系统：测定氨氮自动氧化，无需人为添加氧化剂，有效缩短实验时间，显著提高工作效率！

- 净化空气的载气系统：无需使用不方便、不安全的高压氮气钢瓶，不用建立气瓶室、排设管道。

- 在线除湿系统：永远不用干燥剂除水，排除干扰，提高吸光度；对待测样品干扰更小；显著缩短测量时间；免除更换干燥剂的麻烦。



### AJ-200 总氮在线消解模块

AJ-200 型总氮在线消解模块具有深紫外在线消解功能，可实现总氮测定时的样品消解前处理，消解过程安全高效，消解速度快，每个样品消解时间小于5分钟。

※ 选购模块

